

遠心液回収セット

回収方法使い方いろいろ！

- 50ml 遠心管からの遠心液の回収
- ディスポシリンジの採用
- カラムキャップによるコンタミの減少



遠心液などの回収を簡単に



(株) システムバイオティックス

<http://www.systembiotics.com>

3つの方法から選択可能



カラムキャップとルアーノズルでの簡単な遠心溶液の回収

①



カラムキャップを利用して密閉で空気加圧を遠心液の回収

②



ノズルインサートを介してルアーノズルでの遠心溶液の回収

③

- 3つの方法を提案しております。
- ノズルはPEEK製で、外径3mm 内径2mm となります。
- ①と②はOリングで遠心管に密着します。
- ②はシリンジから液を外部に空気で押し出す方式となります。
- ③は密着ではなく、ノズルインサートを置いて、ノズルから回収します。
- それぞれ動画を用意しておりますので、ご参照下さい。

品番	品名		仕様	価格(税抜)	価格
NR0011	ルアーノズル	①,③	PEEK製(外径φ3 内径φ2)	25,000	27,500
HC1010	カラムキャップ	①,③	POM製	29,800	32,780
HP1010	カラムキャップ	①,③	PEEK製	39,800	43,780
PKK010	ピークチューブ	②	PEEK製外径φ3 内径φ2),長さ10cm	9,800	10,780
CG0100	ノズルインサート	③	POM製	9,800	10,780
CG0200	ノズルインサート	③	PEEK製	14,800	16,280

消費税は価格に含まれません。 特注は納期は1ヶ月程度です。

- 仕様・価格は予告なく変更することがございますのでご容赦ください。

株式会社システムバイオティクス

〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺
1-13-1-504
TEL 042-786-0340 FAX 042-786-0341
URL : <http://www.systembiotics.com>
E-mail : info@systembiotics.com