


# MolecularStation


## チェリーピックマネージャー

## チェリーピックソフト





Platform 概観

アイデアと技術でバイオをサポートする  
🍀 (株) システムバイオティクス



## 主な特徴と仕様



エクセルファイルから直接読み込み

評価条件の設定とプレート表示

分注条件の設定とピックアップ

方式	使い捨てディスピペットチップ
チップ	25 $\mu$ l
分注量	3 - 25 $\mu$ l
分注精度	1%以下 25 $\mu$ l
攪拌	分注前、分注後攪拌
試薬容器	1.5 mlのマイクロチューブ
試薬冷却	オプションのリザーバを用いマニュアルにて対応
液面検知	吐出式の液面検知機能
チップセンサー	チップセンサーあり

・ピックアップ用ソフト(WindowsXP)

各種のカスタマイズに対応いたします。 **お気軽にご相談ください。**

本カタログは2005年5月現在のものです。仕様は予告なく変更することがございますのでご容赦下さい

代理店	販売製造元 (株) システムバイオティックス 〒230-0046 横浜市鶴見区小野町75番地1 リディングベンチャープラザ2-309 Tel045-508-2601 Fax045-508-2602 <a href="http://www.systembiotics.com">http://www.systembiotics.com</a>
-----	--