

カラムキャップセット

for Bio-Rad

カラムの使い方いろいろ！

- カラムへのサンプル液供給
- カラムの加圧による分離の迅速化
- 上澄み液の減少による分離の向上



カラムコネクタ for Bio-Rad

- ジュラコン製です。
- 配管は1/8インチ、1/16インチの2種類です。
- 空気チューブ用のクイック継手がついています。
- Oリング装着のため、加圧・減圧が容易に実現できます。
- Bio-Rad 社製カラム専用のコネクタです。
- カラムでの精製などいろいろな用途にご使用いただけます。

右写真は弊社ボトルキャップとバイオラッドカラム、ルアーノズル、カラムコネクタ (HC1010) を組み合わせた例です。ポンプ (アスピレータ) にて下のデュラン瓶を減圧にしますと、カラム内の減圧が維持されて別のデュラン瓶からカラム内に液が供給されます。サンプルの濃縮などが簡単に実現できます。



品番	品名	仕様	材質	価格
HC1010	バイオラッド用カラムコネクタ	1/8インチチューブ クイック継手	ジュラコン	¥19,800
HC1020	バイオラッド用カラムコネクタ	1/16インチチューブ クイック継手	ジュラコン	¥19,800
HF0100	ボトルキャップ	1/16インチチューブ クイック継手	ジュラコン	¥11,000
HR0010	ルアーノズル	1/16インチ 5cm	PEEK	¥5,000

- 仕様・価格は予告なく変更することがございますのでご容赦ください。

株式会社システムバイオティクス

〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺
 1-13-1-504
 TEL 042-786-0340 FAX 042-786-0341
 URL : <http://www.systembiotics.com>
 E-mail : info@systembiotics.com