

# 遠心管ボトルキャップ

ディスポのコニカルチューブを  
送液容器として使用できます



吐出用遠心管キャップ

液の送液・吸引を簡単に

(株) システムバイオティックス

<http://www.systembiotics.com>

# 遠心管を効率よく利用できます

- 15ml と 50ml 用の 2 種類があります。
- 配管はφ1.5mm テフロンチューブが使用できます。
- 空気チューブ接続用のクイック継手がついています。
- Oリング装着のため、加圧・減圧が容易に実現できます。
- 材質は PEEK とポリアセタールの 2 種類です。
- カラムでの精製などいろいろな用途にご使用いただけます。



吸引用遠心管キャップ

品番	方式	容量	空気チューブ	送液チューブ	材質	価格	価格(税込)
HE0200	吐出	15ml	φ1.8mm	φ1.5mm	ポリアセタール	¥19,800	¥21,780
HE0210	吐出	15ml	φ1.8mm	φ1.5mm	PEEK	¥36,000	¥39,600
HE0250	吸引	15ml	φ1.8mm	φ1.5mm	ポリアセタール	¥24,000	¥26,400
HE0100	吐出	50ml	φ4mm	φ1.5mm	ポリアセタール	¥29,800	¥32,780
HE0110	吐出	50ml	φ4mm	φ1.5mm	PEEK	¥38,000	¥41,800
HE0120	吐出	50ml	φ4mm	φ3mm	ポリアセタール	¥29,800	¥32,780
HE0150	吸引	50ml	φ4mm	φ3mm	ポリアセタール	¥29,800	¥32,780

遠心管は各社によって内径が微妙に異なりますので、説明書を参考にして適切な管を選定下さい。  
消費税は価格に含まれません。

- 仕様・価格は予告なく変更することがございますのでご容赦ください。

## 株式会社システムバイオティクス

〒252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺  
1-13-1-504  
TEL 042-786-0340 FAX 042-786-0341  
URL : <http://www.systembiotics.com>  
E-mail : [info@systembiotics.com](mailto:info@systembiotics.com)