

# Adjust Mate 100

難しかった自動秤量・希釈をワンタッチ！



見やすい4x20のLCD画面と入力しやすいテンキー  
液数を増やす場合はバルブボトルキャップを増やすだけ

0.1 g 単位の秤量ができます

材質  
バルブタイプ  
キャップサイズ  
の選択OK




バルブボトルキャップセット

滅菌水への対応



全オートクレープ対応  
バルブボトルキャップセット

タイゴン・シリコン  
チューブも接続可能




PEEK ノズル・コネクタ

# 滅菌水や溶液の自動調整に

## 主な特徴と仕様

- 電子天秤からの入力で自動で秤量をします
- 自動で原液からの希釈を行います（原液はN, M, X、%の4種類の濃度設定が可能）
- 各液の吐出制御は空気圧がかかった状態での電磁弁のON/OFFによって実現します
- 微量制御用の場合にチューブ、ノズルはφ1.5mmを使用します
- 自動で蒸留水を秤量しますのでメスシリンダーの役目もします
- ボトルキャップを加えればそのまま使用できる液数がふえます
- 微量液の秤量と大容量液の秤量を購入時に選択できます
- 希釈は重量%と容量%が可能です。（容量%の場合には比重入力が必要）

カスタマイズでのビルドアップが可能です



詳細は

<http://www.systembiotics.com> 検索

品番	品名	仕様	価格
AD0010	制御ユニット	制御ボックス、20文字4行LCD、ポンプ	250,000
WD0100	バルブボトルキャップ	電磁弁付きボトルキャップ	39,000
WD0200	バルブボトルキャップ	電動ピンチバルブ付きボトルキャップ	39,000
WD0250	滅菌対応バルブボトルユニット	PEEK材質、PEEKコネクタ、電動ピンチバルブ付きボトルキャップ	45,000
PK0170	ノズルコネクタ8本用	PEEK製 8本φ3mmテフロンチューブ合流接続	25,000
PK0270	ノズルコネクタ4用	PEEK製 4本φ3mmテフロンチューブ個別接続	20,000
PK0280	ノズルコネクタ1本用	PEEK製 1本φ3mmテフロンチューブ接続	8,000
PK0311	ノズル	PEEK(φ3mm又はφ1.5mm 長さ5cm)	7,000
PK0314	ロングノズル	PEEK(φ3mm又はφ1.5mm 長さ15cm)	15,000
PH0100	電子天秤ユニット	通信ケーブル込み A&D EW-1500i(1500g)	45,000
PH0200	電子天秤ユニット	通信ケーブル込み A&D EW-300i(300g)	45,000

- 仕様・価格(税込)は予告なく変更することがございますのでご容赦ください。
- ボトルはユニット価格に含まれません。



株式会社システムバイオティクス

〒252-0203

神奈川県相模原市中央区東淵野辺 1-13-1-504

TEL 042-786-0340 FAX 042-786-0341

<http://www.systembiotics.com>

E-mail [info@systembiotics.com](mailto:info@systembiotics.com)