

MolecularStation

PlatePrep100

簡易型プレート分注




ハンディタイプの自動分注装置
チェリーピックをはじめ充実したソフト

アイデアと技術でバイオをサポートする




(株)システムバイオティックス



主な特徴と仕様

方式	使い捨てディスポピペットチップ
チップ	25 μ l
分注量	3 - 25 μ l
分注精度	1%以下 25 μ l
攪拌	分注前、分注後攪拌
試薬容器	1.5ml のマイクロチューブ
試薬冷却	オプションのリザーバを用いマニュアルにて対応
液面検知	吐出式の液面検知機能
チップセンサー	チップセンサーあり
制御ソフト	WindowsXP対応の対話形式ソフト
チェリーピック	オプションのソフトにて3枚のチェリーピックに対応

構成



Platform 概観

システム

本体に含まれる MolecularStation PlatePrep100 システム

- ・プレート分注装置 一式
- ・制御用ソフト(WindowsXP) 一式

各種のカスタマイズに対応いたします。 お気軽にご相談ください。

本カタログは2004年5月現在のものです。仕様は予告なく変更することがございますのでご容赦下さい

代理店	販売製造元 (株)システムバイオティックス 〒230-0046 横浜市鶴見区小野町75番地1 リディングベンチャープラザ5F Tel045-508-2601 Fax045-508-2602 http://www.systembiotics.com
-----	--