

MolecularStation

PlatePrep400

多機能プレート分注プラットフォーム




免疫アッセイから分子生物学まで
細胞液分注から希釈系列作製を自動化

アイデアと技術でバイオをサポートする




(株)システムバイオティクス




主な特徴と仕様

方式	使い捨てディスポピペットチップによる分注（基本は12連）
処理速度	96ウェルプレート分注最大40秒
搭載ラック数	3 or 6
連続プレート分注	6～9枚の連続分注が可能
分注量	3 - 25 μ l (25 μ lヘッド) 10 - 200 μ l (200 μ lヘッド) 購入時にヘッドの分注量(25, 200 μ l)を選択
分注方向	横方向(8行)のみ
分注精度	1%以下(100 μ l:純水分注時)
攪拌	分注前、分注後攪拌可能
試薬容器	各社試薬リザーバにカスタマイズ可能
分注高さ位置指定	分注元、分注先位置にて0.1mm単位で設定可能
マイクロチューブ	専用のトレイにてマイクロチューブへの分注可能
制御ソフト	Windows98/Me 対応の対話形式ソフト すべての分注を連続で実行可能、作業途中にて停止可能

構成と制御画面



専用の制御ソフト Molecular PlatePrep400 Manager



Platform 概観

システム

本体に含まれる MolecularStation PlatePrep400 システム

- ・プレート分注装置 一式
- ・トレイ(プレート用) 一式
- ・制御用ソフト(Windows) 一式

各種のカスタマイズに対応いたします。 お気軽にご相談ください。

本カタログは2001年9月現在のものです。価格・価格は予告なく変更することがございますのでご容赦下さい

代理店	販売製造元 (株)システムバイオティクス 〒230-0046 横浜市鶴見区小野町75番地1 リディングベンチャープラザ5F Tel 045-508-2601 Fax 045-501-2602
-----	---